

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Csf3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P09919

Número de artículo: CM0024984



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo CSF3 validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona con CSF3 humano, de ratón y de rata; 22 kDa. Inmunógeno recombinante; adecuado para estudios del factor estimulante de colonias de granulocitos en hematopoyesis e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CSF3
Observaciones/Alias	GCSF; CSF3OS; C17orf33; CSF3
Especie	Humano
GeneID (humano)	1440
GeneID	1440
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-207 de CSF3 humano (NP_000750.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09919
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo