

Anticuerpo Policlonal Anti-Csf3R Para Wb, Elisa - Q99062

Número de artículo: CM0028870



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-CSF3R para Western blot y ELISA, que detecta específicamente el receptor del factor estimulante de colonias de granulocitos humano. Ideal para estudiar el linaje neutrofílico, la maduración granulocítica y modelos de leucemia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CSF3R Conejo pAb
Observaciones/Alias	SCN7; CD114; GCSFR; CSF3R
Especie	Humano
GeneID (humano)	1441
GeneID	1441
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 650-750 del CSF3R humano (NP_000751.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q99062
Peso Proteico	92kDa
Envío	Bolsa de hielo