


Anti-Csk (C-Src Quinasa) Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb, Elisa - P41240

Número de artículo: CM0018211



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo CSK validado para WB y ELISA. Detecta CSK humano, ratón y rata, un regulador clave de la familia de quinasas Src. Inmunógeno: CSK humano recombinante (aa 1-200). Ideal para investigación de señalización e inmunidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	CSK pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CSK
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1445
GeneID	1445
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 del CSK humano (NP_001120662.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P41240
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo