


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Csk Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P41240

Número de artículo: CM0023657



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la tirosina quinasa humana CSK, validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la regulación mediada por CSK de las quinasas de la familia Src en estudios de respuesta inmune y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CSK Rabbit pAb
Notas/Alias	CSK
Especie	Humano
ID del gen	1445 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 188-450 de la CSK humana (NP_004374.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P41240
Peso de la proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo