

Anticuerpo Policlonal Anti-Csmd3 Para Wb, Elisa - Q7Z407

Número de artículo: CM0015468

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la CSMD3 humana, una proteína transmembrana grande involucrada en el desarrollo de dendritas. Validado para WB y ELISA, con reactividad confirmada en muestras humanas. Ideal para investigación en neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CSMD3 Rabbit pAb
Notas / Alias	CSMD3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	114788
GeneID	114788
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 220-440 de la CSMD3 humana (NP_937756.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q7Z407
Peso de la Proteína	406kDa
Envío	Bolsa de hielo