


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Csnk1E Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49674

Número de artículo: CM0018770



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CSNK1E humano (isoforma épsilon de la caseína quinasa I), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con proteínas humanas, de ratón y de rata. Adecuado para investigaciones sobre el reloj circadiano y la señalización Wnt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] pAb de conejo anti-CSNK1E
Observaciones/alias	CK1ε; HCK1E; CK1εpsilon; 1E
Especie	Humana
GeneID (humano)	1454
GeneID	1454
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 247-416 de la CSNK1E humana (NP_689407.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	P49674
Peso de la proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo