


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Csnk1G1 Para Wb Y Elisa - Q9Hcp0

Número de artículo: CM0028073



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CSNK1G1 validado para WB y ELISA. Dirigido contra la caseína quinasa I isoforma gamma-1 humana, una serina/treonina quinasa involucrada en la vía de señalización Wnt. Ideal para aplicaciones de diagnóstico e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CSNK1G1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CK1gamma1; CSNK1G1
Especie	Humano
GeneID (humano)	53944
GeneID	53944
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 298-422 de CSNK1G1 humana (NP_071331.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9HCP0
Peso molecular de la proteína	49kDa
Envío	Bolsa de hielo