


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Csnk1G2 Para Wb, Elisa - P78368

Número de artículo: CM0025091



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la caseína quinasa I isoforma gamma-2 (CSNK1G2), validado para WB y ELISA. Detecta CSNK1G2 humano, de ratón y de rata, ideal para estudios de investigación de señalización Wnt y quinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CSNK1G2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CK1g2; CSNK1G2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1455
ID del Gen	1455
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 316-415 de CSNK1G2 humano (NP_001310.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P78368
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo