

Anticuerpo Policlonal Anti-Csnk1G3 Para Wb, Elisa - Q9Y6M4

Número de artículo: CM0016586



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo anti-CSNK1G3 humano de CamelBio (pAb) detecta la caseína cinasa I gamma-3 mediante WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata, lo que respalda la investigación de la señalización Wnt y las cinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-CSNK1G3
Observaciones/Alias	CSNK1G3L; CKI-gamma 3; CSNK1G3
Especie	Humano
GeneID (humano)	1456
GeneID	1456
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 304-423 de CSNK1G3 humano (NP_001026982.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q9Y6M4
Peso molecular	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo