

Anticuerpo Policlonal Anti-Csnk2A2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P19784

Número de artículo: CM0023027



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CSNK2A2 humano (CK2α'), validado para western blot, inmunofluorescencia/ICC y ELISA. Detecta CSNK2A2 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar el ciclo celular, la apoptosis y las vías de regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CSNK2A2
Observaciones/Alias	CK2A2; CSNK2A1; CK2α'; CSNK2A2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1459
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-350 del CSNK2A2 humano (NP_001887.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P19784
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo