

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Csnk2A2 Para Wb Y Elisa - P19784

Número de artículo: CM0023459



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CSNK2A2 humano y de ratón, adecuado para Western blot y ELISA. El inmunógeno de proteína recombinante garantiza especificidad. Útil para investigación en señalización de quinasas, ciclo celular y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CSNK2A2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CK2A2; CSNK2A1; CK2alpha'; CSNK2A2
Especie	Humano
GenelD (humano)	1459
GenelD	1459
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-350 de CSNK2A2 humano (NP_001887.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P19784
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo