

Anticuerpo Policlonico Anti-Cspp1 Para Wb, Elisa - Q1Msj5

Número de artículo: CM0028688

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a CSPP1 humano, validado para WB y ELISA. Detecta la proteína asociada al centrosoma y polo del huso mitótico 1 en muestras humanas y de ratón. Ideal para investigación de ciclo celular y ciliopatías.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CSPP1 pAb de conejo
Observaciones/Alías	CSPP; CSPP-L; JBTS21; CSPP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79848
GeneID	79848
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 962-1221 de CSPP1 humano (NP_079066.5).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q1MSJ5
Peso Molecular	146kDa
Envío	Bolsa de hielo