

Anticuerpo Policlonal Anti-Csrp1 Para Wb, Ip, Elisa, Rip - P21291

Número de artículo: CM0017940

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CSRP1 humano, adecuado para WB, IP, ELISA y RIP. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para investigar el papel de CSRP1 en el desarrollo neuronal y las funciones nucleares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CSRP1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CRP; CRP1; CSRP; CYRP; D1S181E; HEL-141; HEL-S-286; CSRP1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1465
ID de Gen	1465
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA, RIP
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P21291
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo