

Anticuerpo Policlonal Anti-Csrp2 Para Wb, Elisa - Q16527

Número de artículo: CM0024937

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CSRP2 humano (CRP2/LMO5/SmLIM), reactivo con humano y ratón. Para aplicaciones de WB y ELISA en investigación de biología vascular y diferenciación de células de músculo liso.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CSRP2 Conejo pAb
Alias	CRP2; LMO5; SmLIM; CSRP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1466
GeneID	1466
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-193 del CSRP2 humano (NP_001312.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q16527
Peso Molecular de la Proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo