

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Csrp2Bp Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H8E8

Número de artículo: CM0028707

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo CSRP2BP validado para WB, IF/ICC y ELISA con reactividad en humano y rata. Dirigido a la proteína de unión a proteína rica en cisteína 2 (KAT14/ATAC2), una subunidad del complejo acetiltransferasa de histonas ATAC involucrado en la remodelación de la cromatina y la progresión del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CSRP2BP
Observaciones/Alias	ATAC2; CRP2BP; CSRP2BP; PRO1194; dj717M23.1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57325
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 523-782 de CSRP2BP humano (NP_065397.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9H8E8
Peso Molecular de la Proteína	89kDa
Envío	Bolsa de hielo