


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Csrp3 - P50461

Número de artículo: CM0028185



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo Anti-CSR3 adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Esencial para la diferenciación muscular y la función cardíaca. Ideal para investigación en cardiomiopatías.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CSR3 Rabbit pAb
Notas/Alias	CLP; MLP; CRP3; LMO4; CMD1M; CMH12; CSR3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8048
GeneID	8048
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-194 de CSR3 humano (NP_003467.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P50461
Peso Molecular	21kDa
Envío	Bolsa de hielo