

Anticuerpo Policlonal Anti-Cst1 Para Wb, Elisa - P01037

Número de artículo: CM0030771

Introducción

CST1 Rabbit pAb detecta la Cistatina-SN humana (~14 kDa), un inhibidor secretado de proteasas cisteínicas. Validado para WB y ELISA; adecuado para estudios de saliva, lágrimas, orina y fluido seminal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CST1 Rabbit pAb
Notas/Alias	CST1
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	1469
ID del gen	1469
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-141 de la CST1 humana (NP_001889.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P01037
Peso molecular de la proteína	14kDa
Envío	Bolsa de hielo