

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cst6 (Cistatina-M) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15828

Número de artículo: CM0027740



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta afinidad dirigido contra CST6 humana (Cistatina-M), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Ideal para estudiar la cornificación epidérmica y la biología del folículo piloso. Reacciona de forma cruzada con humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CST6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ECTD15; CST6
Especie	Humano
GeneID (humano)	1474
GeneID	1474
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-149 de CST6 humana (NP_001314.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q15828
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo