

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cst8 Para Wb, Elisa - O60676

Número de artículo: CM0017140

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CST8 validado para WB y ELISA. Reconoce CST8 humano y presenta reactividad cruzada con ratón. Adecuado para el estudio del desarrollo espermático y la función epididimaria. SWISS: O60676.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CST8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CRES; CTES5; CST8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10047
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 53-142 de CST8 humano (NP_005483.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	O60676
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo