

Anticuerpo Policlonal Anti-Cstb Para Wb, Elisa - P04080

Número de artículo: CM0027847



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CSTB humana (Cistatina-B), un inhibidor de proteasas tiol. Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con humana y rata. Ideal para investigación en neurodegeneración, epilepsia e inhibición de proteasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CSTB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PME; ULD; CST6; EPM1; STFB; CPI-B; EPM1A; CSTB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1476
GeneID	1476
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-98 de CSTB humana (NP_000091.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P04080
Peso Molecular	11kDa
Envío	Bolsa de hielo