


Anticuerpo Policlonal Anti-Cstb De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04080

Número de artículo: CM0022576



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la cistatina-B humana (CSTB), un inhibidor de tiol proteinasa intracelular de 11kDa. Adecuado para WB, IHC-P, ELISA. Inmunógeno: proteína recombinante (aa 1-98).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CSTB
Observaciones/Alias	PME; ULD; CST6; EPM1; STFB; CPI-B; EPM1A; CSTB
Especie	Humano
ID del Gen	1476
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-98 de la CSTB humana (NP_000091.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P04080
Peso Proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo