


Anticuerpo Policlonal Anti-Cstf2 De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - P33240

Número de artículo: CM0027721



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CSTF2 (CstF-64), un factor clave en el procesamiento del extremo 3' del ARNm. Validado para WB, IHC-P y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación en poliadenilación y escisión.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-CSTF2
Observaciones/Alias	CstF-64; CSTF2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1478
GeneID	1478
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 de CSTF2 humano (NP_001316.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P33240
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo