

Anticuerpo Policlonal Anti-Cstf2T Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H0L4

Número de artículo: CM0026348

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo CSTF2T validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona con CSTF2T humano y de ratón, una proteína nuclear involucrada en la poliadenilación de ARNm independiente de AAUAAA en células germinales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CSTF2T
Observaciones/Alias	CstF-64T; CSTF2T
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23283
GeneID	23283
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 420-560 de CSTF2T humano (NP_056050.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9H0L4
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo