

Anticuerpo Policlonal Anti-Ctb4A Para Wb, Elisa - Q0Jf76

Número de artículo: CM0022646

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CTB4a (LRR-PK1) de Oryza sativa, adecuado para WB y ELISA. Facilita la investigación sobre quinasas similares a receptores de plantas y la transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CTB4a Rabbit pAb
Observaciones/alias	LRR-PK1; CTB4a
Especie	Oryza sativa
GeneID	4335004
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-152 de CTB4a de Oryza sativa. (Q0JF76)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q0JF76
Peso de la proteína	120 kDa
Envío	Bolsa de hielo