

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ctbp1 Para Wb, Elisa - Q13363

Número de artículo: CM0016416



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CtBP1 humano validado para WB y ELISA, que reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la represión transcripcional, la estructura del Golgi y la diferenciación del tejido adiposo marrón. - Q13363

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-CtBP1
Observaciones/Alias	BARS; HADDTs; CtBP1
Especies	Humano
ID de Gen (Humano)	1487
ID de Gen	1487
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 121-353 de CtBP1 (NP_001319.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13363
Peso Molecular de la Proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo