

Anticuerpo Policlonal Anti-Ctbp2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P56545

Número de artículo: CM0024561



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo CTBP2 de alta calidad validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con CTBP2 humano, de ratón y de rata (49 kDa). Ideal para estudiar la represión transcripcional, la diferenciación de adipocitos marrones y la organización sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	CTBP2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CTBP2
Especie	Humano
GeneID (humano)	1488
GeneID	1488
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 345-445 del CTBP2 humano (NP_001320.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P56545
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo