

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ctbp2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P56545

Número de artículo: CM0002233



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CTBP2 altamente específico validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de correpresor transcripcional y andamio sináptico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CTBP2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CTBP2; Proteína de unión C-terminal 2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1488
GeneID	1488
Inmunógeno	Péptido sintético, péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 346-445 de la CTBP2 humana (P56545).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P56545
Peso de la proteína	49kDa
Envío	Bolsa de hielo