

Anticuerpo Policlonal Anti-Ctcf Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa - P49711

Número de artículo: CM0015927



Introducción

Anticuerpo policlonal anti-CTCF de conejo de alta calidad validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. CTCF es un aislador de cromatina clave y regulador transcripcional. Ideal para la investigación de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	CTCF Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MRD21; FAP108; CFAP108; CTCF
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10664
ID de Gen	10664
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 del CTCF humano (NP_006556.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49711
Peso Proteico	83kDa
Envío	Bolsa de hielo