

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ctcf1 Para Wb Y Elisa - Q8Ni51

Número de artículo: CM0024703

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra CTCFL humano (BORIS/CT27), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada hacia ratón y rata. Ideal para estudiar regulación transcripcional, impresión genómica y antígenos de cáncer-testículo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CTCFL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CT27; BORIS; CTCF-T; HMGB1L1; dj579F20.2; CTCFL
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	140690
ID del Gen	140690
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de CTCFL humano (NP_001255970.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8Ni51
Peso Proteico	76kDa
Envío	Bolsa de hielo