

Anticuerpo Policlonal Anti-Ctgf Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P29279

Número de artículo: CM0016908

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CTGF humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce CTGF humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación del tejido conectivo, la diferenciación de condrocitos y estudios de osteogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CTGF Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CTGF; NOV2; HCS24; IGFBP8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1490
GeneID	1490
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 del CTGF humano (NP_001892.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P29279
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo