

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ctip2/Bcl11B Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9C0K0

Número de artículo: CM0003336

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra CTIP2/BCL11B, validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Ideal para estudiar el desarrollo de células T y la leucemia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CTIP2/BCL11B Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ATL1; RIT1; CTIP2; IMD49; CTIP-2; IDDFSTA; SMARCM2; ZNF856B; ATL1-beta; ATL1-alpha; ATL1-delta; ATL1-gamma; hRIT1-alpha; CTIP2/BCL11B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	64919
GeneID	64919
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9C0K0
Peso Proteico	96kDa
Envío	Bolsa de hielo