

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ctip2/Bcl11B Para Wb - Q9C0K0

Número de artículo: CM0019304

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CTIP2/BCL11B humano (Q9C0K0). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Regulador clave de la diferenciación y supervivencia de las células T, supresor de tumores y represor transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal (pAb) de conejo CTIP2/BCL11B
Observaciones/Alias	ATL1; RIT1; CTIP2; IMD49; CTIP-2; IDDFSTA; SMARCM2; ZNF856B; ATL1-beta; ATL1-alpha; ATL1-delta; ATL1-gamma; hRIT1-alpha; CTIP2/BCL11B
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	64919
ID de gen	64919
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 190-310 de CTIP2/BCL11B humano (NP_612808.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9C0K0
Peso de la proteína	96 kDa
Envío	Bolsa de hielo