

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ctnna3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ui47

Número de artículo: CM0002155

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CTNNA3 validado para Western blot, inmunohistoquímica y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Adecuado para el estudio de la adhesión celular, la cardiomiopatía y la biología de los desmosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CTNNA3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	VR22; ARVD13; CTNNA3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	29119
GeneID	29119
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 700-895 de la CTNNA3 humana (Q9UI47).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UI47
Peso molecular de la proteína	100kDa
Envío	Bolsa de hielo