

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ctnna3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ui47

Número de artículo: CM0024645

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CTNNA3 humano (Alfa T-catenina), adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CTNNA3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	VR22; ARVD13; CTNNA3
Especie	Humano
GenelD (Humano)	29119
GenelD	29119
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 de CTNNA3 humano (NP_001278062.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Ui47
Peso Proteico	100kDa
Envío	Bolsa de hielo