

Anticuerpo Policlonal Anti-Ctnnbl1 Para Wb, If/Icc Y Elisa - Q8Wya6

Número de artículo: CM0030416



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo CTNNB1 validado para Western blot, IF/ICC y ELISA en humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación de empalme (splicing) e hipermutación somática.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CTNNB1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	NAP; P14L; IMD99; PP8304; C20orf33; dj633020.1; CTNNB1
Especie	Humano
ID de Gen	56259
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 264-563 del CTNNB1 humano (NP_110517.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WYA6
Peso Proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo