

Anticuerpo Policlonal Anti-Ctnnd2 Para Wb, Elisa - Q9Uqb3

Número de artículo: CM0013402

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CTNND2 humano, producido con proteína recombinante (aa 966-1225). Validado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano y rata. Apto para estudios de desarrollo neuronal y señalización Wnt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CTNND2 pAb de conejo
Anotaciones/Alias	GT24; NPRAP; CTNND2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1501
GeneID	1501
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 966-1225 de la CTNND2 humana (NP_001323.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9UQB3
Peso de la Proteína	133 kDa
Envío	Bolsa de hielo