

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ctp Sintasa / Ctps Para Wb, Ip, Elisa - P17812

Número de artículo: CM0003582



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la CTP sintasa/CTPS humana, adecuado para WB, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar el metabolismo de pirimidinas y la proliferación de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CTP sintasa / CTPS mAb de conejo
Observaciones/Alias	CTPS; GATD5; IMD24; GATD5A; CTP sintasa / CTPS
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1503
GeneID	1503
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17812
Peso proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo