

Pab De Conejo Anti-Ctps1 Para Wb, Elisa - P17812

Número de artículo: CM0027751



Introducción

El pAb de conejo contra CTPS1 es un anticuerpo policlonal generado en conejo frente a la CTPS1 humana recombinante (aa402-591). Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con CTPS1 humana y de ratón. Ideal para el estudio de la síntesis de CTP, la proliferación de linfocitos y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra CTPS1
Observaciones/Alias	CTPS; GATD5; IMD24; GATD5A; CTPS1
Especie	Humano
GeneID	1503
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 402-591 de la CTPS1 humana (NP_001896.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P17812
Peso de la proteína	67kDa
Envío	Bolsa de hielo