

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ctrl/Ctrl1 - P40313

Número de artículo: CM0003105

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CTRL humano (CTRL1) para WB, IF, IHC y ELISA. Reactividad cruzada validada con humano, ratón y rata. Peso molecular predicho de 28 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CTRL Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CTRL1; CTRL
Especie	Humano
GeneID	1506
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 165-264 de CTRL humano (P40313)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40313
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo