

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ctsf Para Wb, Ihc-P Y Elisa - Q9Ubx1

Número de artículo: CM0016727



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CTSF humana (catepsina F), adecuado para Western blot, IHC-P y ELISA. Diseñado para la investigación de las funciones de las proteasas tior lisosomales en la degradación de proteínas y la invasión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CTSF pAb de conejo
Observaciones/Alias	CATSF; CLN13; CTSF
Especie	Humana
ID del gen (humano)	8722
ID del gen	8722
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 270-484 de CTSF humana (NP_003784.2).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9UBX1
Peso de la proteína	53 kDa
Envío	Bolsa de hielo