

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ctsh Para Wb, Elisa - P09668

Número de artículo: CM0026651



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CTSH validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada a humano, ratón y rata. Se dirige a la pro-catepsina H, una proteasa de cisteína lisosomal involucrada en la degradación de proteínas. Ideal para estudiar la función lisosomal y la actividad de las proteasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CTSH Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ACC4; ACC5; CPSB; ACC-4; ACC-5; CTSH
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1512
GeneID	1512
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-140 de la CTSH humana (NP_004381.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09668
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo