

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ctsv (Catepsina L2) Para Wb Y Elisa - O60911

Número de artículo: CM0026638



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para CTSV humano (catepsina L2). Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en fisiología corneal y proteasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CTSV Conejo pAb
Observaciones/Alias	CTSU; CATL2; CTSL2; CTSV
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1515
ID del Gen	1515
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 105-334 de CTSV humano (NP_001324.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60911
Peso Molecular de la Proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo