

Anticuerpo Policlonal Anti-Ctu2 Para Wb, Elisa - Q2Vpk5

Número de artículo: CM0014744

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la proteína humana CTU2 (proteína 2 de tiolación de tRNA citoplasmático), adecuado para Western blot y ELISA. Reactividad confirmada con muestras humanas y de rata. Peso molecular predicho de 56 kDa. Ideal para la investigación sobre la modificación del tRNA y la fidelidad de la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CTU2
Observaciones/Alias	MFRG; NCS2; UPF0432; C16orf84; CTU2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	348180
GeneID	348180
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 186-515 de la CTU2 humana (NP_001012777.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q2VPK5
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo