

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cuedc1 Para Wb Y Elisa - Q9Nwm3

Número de artículo: CM0023877



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra CUEDC1 humano, validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a rata. Ideal para el estudio de proteínas del dominio CUE y proteómica. - Q9NWM3.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | CUEDC1 Conejo pAb                                                                                                                       |
| Especie             | Humano                                                                                                                                  |
| GeneID (Humano)     | 404093                                                                                                                                  |
| GeneID              | 404093                                                                                                                                  |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 187-386 del CUEDC1 humano (NP_001258804.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                  |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                               |
| Reactividad Cruzada | Humano, Rata                                                                                                                            |
| SWISS               | Q9NWM3                                                                                                                                  |
| Peso Proteico       | 42kDa                                                                                                                                   |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                          |