

Anticuerpo Policlonal Anti-Cul4B Para Wb, Elisa - Q13620

Número de artículo: CM0017218



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CUL4B humano, validado para WB y ELISA. Detecta CUL4B en muestras humanas y de ratón. Adecuado para la investigación de la ubiquitinación y el ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CUL4B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SFM2; MRXSC; CUL-4B; MRXHF2; MRXS15; CUL4B
Especie	Humano
GeneID (humano)	8450
GeneID	8450
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-152 de CUL4B humano (NP_003579.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q13620
Peso de la proteína	104 kDa
Envío	Bolsa de hielo