

Anticuerpo Policlonal Anti-Cul5 Para Wb, Elisa - Q93034

Número de artículo: CM0029594



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo CUL5 validado para WB y ELISA en humanos, ratón y rata. Detecta cullina-5, una proteína andamio en complejos de ligasa E3 de ubiquitina. Ideal para estudios de ubiquitinación y degradación proteosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CUL5 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CUL-5; VACM1; VACM-1; CUL5
Especies	Humano
GeneID (Humano)	8065
GeneID	8065
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de CUL5 humano (NP_003469.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q93034
Peso Proteico	91kDa
Envío	Bolsa de hielo