


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cullin 1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13616

Número de artículo: CM0023203



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra Cullin 1 humano. Validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad a humano, ratón, rata. Ideal para la investigación de la ubiquitina-proteasoma y el ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Cullin 1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CUL1, MGC149834, MGC149835, cullin-1, Cullin 1
Especie	Humano
ID de Gen	8454 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 435-593 de Cullin 1 humano (NP_003583.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13616
Peso Proteico	90kDa
Envío	Bolsa de hielo