


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cullin 1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc Y Elisa - Q13616

Número de artículo: CM0020066



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Cullin-1 (CUL1) humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Ideal para estudiar los complejos de ligasa de ubiquitina SCF en el ciclo celular y la transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Cullin 1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Cullin 1; CUL1; cullin-1; MGC149834; MGC149835
Especie	Humana
GeneID	8454
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 435-593 de la Cullin 1 humana (NP_003583.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q13616
Peso de la proteína	90 kDa
Envío	Bolsa de hielo