

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cullina 2 (Cul2) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13617

Número de artículo: CM0008925



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Cullina 2 (CUL2) para WB, IHC-P y ELISA. Detecta una banda de ~87/89 kDa en muestras humanas, de ratón y de rata. Esencial para estudios de ubiquitinación y degradación de HIF-1 α .

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Cullina 2
Observaciones/Alias	CUL2; cullina-2; Cullina 2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	8453
ID del gen	8453
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Cullina 2 humana (Q13617)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13617
Peso proteico	87 kDa/89 kDa
Envío	Bolsa de hielo