

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Culina 2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13617

Número de artículo: CM0026001



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la Cullin 2 (CUL2) humana, validado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA. Adecuado para el estudio de complejos E3 ubiquitina ligasa, regulación de HIF y vías de degradación proteasomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Cullin 2 Rabbit pAb
Notas/Alias	CUL2; cullin-2; Cullin 2
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	8453
ID del Gen	8453
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-310 de la Cullin 2 humana (NP_001185708.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	Q13617
Peso de la Proteína	87kDa
Envío	Bolsa de hielo